



FLEISCHHACKER

Herz-Kreislauf-Erkrankungen – Diagnose und Beurteilung in der Praxis

Roche cobas® h 232 –
Jetzt kostenlos
testen



Point-of-Care-Analysesysteme – im Praxisalltag unerlässlich

Bei Verdacht auf Herzinsuffizienz (HI), Herzinfarkt, tiefe Beinvenenthrombose und Lungenembolie ist eine unmittelbare Diagnose entscheidend. Je schneller eine gezielte Entscheidung getroffen werden kann, desto effektiver kann die weiterführende Therapie greifen. Daher hat sich die patientennahe Sofortdiagnostik, das Point-of-Care-Testing (POCT), als feste Größe in vielen Kliniken und Praxen etabliert.

3 gute Gründe ...

- + Klinische Beurteilung von Symptomen einer kardiovaskulären Erkrankung
- + Erweiterter Messbereich bei Troponin T unterstützt frühe und schnelle Identifizierung von Risikopatienten mit Verdacht auf akuten Myokardinfarkt
- + Einfache Handhabung auch im mobilen Einsatz – ohne Probenvorbereitung und Reagenztemperierung

Zuverlässige Ergebnisse – mit der patientennahen Sofortdiagnostik

Das Roche cobas® h 232 POC-Analysesystem ist ein Hilfsmittel für die direkte klinische Beurteilung von Patienten mit bestehenden oder vermuteten kardiovaskulären Erkrankungen. So kann die zeitnahe und adäquate Weiterversorgung der Patienten ermöglicht werden. Die Testergebnisse sind dabei mit Laborergebnissen von Roche vergleichbar.

Mit dem Roche cobas® h 232 POC-Analysesystem können Troponin T, NT-proBNP und D-Dimer direkt nach der Blutentnahme einzeln bestimmt werden. Es ist kein Zentrifugieren notwendig. Das quantitative Ergebnis liegt jeweils innerhalb weniger Minuten vor.

Ihre Vorteile

- + Schnelle Verfügbarkeit
- + Reagenzien direkt einsatzbereit
- + Troponin T für die Diagnose des akuten Herzinfarkts und den Nachweis kleiner Myokardschädigungen
- + NT-proBNP für die frühzeitige Erkennung von Herzinsuffizienz und die Einschätzung des Schweregrades
- + D-Dimer für den Ausschluss einer tiefen Beinvenenthrombose und/oder einer Lungenembolie





Etablierte Streifentechnologie

Kardiales **Troponin T** ist aufgrund seiner hohen Sensitivität und Spezifität als Goldstandard bei der Diagnose des Myokardinfarktes anerkannt und eine empfohlene Untersuchung nach den gültigen Leitlinien der Inneren Medizin. Der Test verfügt über einen erweiterten Messbereich mit einem Cut-off von 40 ng/l.

Bei **NT-proBNP** handelt es sich um einen bewährten Biomarker zur Diagnose und Prognose von akuter und chronischer Herzinsuffizienz. Die Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC) empfehlen für den Ausschluss von Herzinsuffizienz die Bestimmung von NT-proBNP-Werten.

Durch die Bestimmung von **D-Dimer** kann eine tiefe Beinvenenthrombose oder eine Lungenembolie bei Patienten mit unklaren Symptomen wie z.B. Spannungsgefühl in den Beinen, Thoraxschmerz oder Atemnot ausgeschlossen werden.



3 Monate das Roche cobas® h 232 kostenlos und unverbindlich testen

Testen Sie das Roche cobas® h 232 PoC-Analysesystem zur einfachen, schnellen und präzisen Bestimmung kardialer Parameter.

Unsere Hilfe für einen reibungslosen Ablauf

- + Wir weisen Sie und Ihr Praxisteam in die Handhabung ein
- + Wir „begleiten“ die Leihstellung
- + Wir erstellen zum Ende der Leihstellung ein günstiges Übernahmeangebot in Absprache mit Ihnen

Sie benötigen für die Handhabung:

- + Kühlschrank mit Gefrierfach (zur Lagerung der Teste und zum Einfrieren der Kontrollen)
- + Blutentnahmesystem mit Lithium-Heparin-Röhrchen
- + 1-ml-Pipette für die Kontrollen

Haben Sie keine Gefriermöglichkeit für die Kontrollen vor Ort in der Praxis, stellen wir Ihnen während der Leihphase gerne eine kleine Kühleinheit für die Kontrollen zur Verfügung.



Sie haben schon ein Point-of-Care-Gerät im Einsatz?

(Zum Beispiel das alte Roche cobas® h 232 POC-Analysesystem)
Dann tauschen wir Ihr Altgerät.

Ihr persönlicher Kontakt für eine individuelle Beratung oder Vorführung bei Ihnen vor Ort in der Praxis:

Benedikt Burghoff

Tel.: 0151 708 968 91

E-Mail: benedikt.burghoff@fleischhacker.biz



FLEISCHHACKER

Fleischhacker GmbH & Co. KG
An der Silberkuhle 18
58239 Schwerte

T 02304 931-0
F 02304 931-212

bestellung@fleischhacker.biz
www.fleischhacker.biz

